

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Abca6 Convalidato Kd Per Wb E Elisa - Q8N139

Numero articolo: CM0020664

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio convalidato KD mirante all'ABCA6 umano. Adatto per WB e ELISA, con reattività across umano, topo e ratto. ABCA6 è un probabile trasportatore di lipidi dei macrofagi localizzato al Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] ABCA6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EST155051; [KD Validated] ABCA6
Specie	Topo
GenelD (Umano)	23460
GenelD	23460
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1518-1617 dell'ABCA6 umano (NP_525023.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N139
Peso proteico	184kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio