

[Kd Convalidato] Anticorpo Monoclonale Anti-Acsl4 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60488

Numero articolo: CM0007060

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio specifico per ACSL4, convalidato KD. Per Western blot, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva ACSL4 umano, di topo e di ratto. Strumento chiave per la ricerca sulla ferroptosi e sul metabolismo degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	[Kd Convalidato] Anticorpo Monoclonale Anti-ACSL4 di Coniglio
Note/Alias	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2182
GeneID	2182
Immunogeno	Peptide sintetico derivato da ACSL4 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60488
Peso Proteico	79 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio