

[Convalidato Kd] Anticorpo Rabbit Polymab® Anti-Acss2 Per Wb, Elisa - Q9Nr19

Numero articolo: CM0002540

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ACSS2 convalidato per Western blot ed ELISA. Riconosce ACSS2 umano, di topo e di ratto. Adatto per studi sul metabolismo citoplasmatico dell'acetil-CoA, sull'autofagia e sulla tumorigenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	[Convalidato KD] ACSS2 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	ACS, ACSA, ACAS2, ACECS, AceCS1, dj1161H23.1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55902
GeneID	55902
Immunogeno	Peptide Sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di ACSS2 umano (Q9NR19)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NR19
Peso Proteico	79 kDa/80 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio