


[Kd Validated] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Adar1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55265

Numero articolo: CM0011550



introduzione

Questo anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio [KD Validated] è diretto contro ADAR1 umano (P55265, 136 kDa). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Adatto per la ricerca sull'editing dell'RNA e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ADAR1 [KD Validated]
Note/Alias	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Specie	Umano
ID del gene (umano)	103
ID del gene	103
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 610-810 di ADAR1 umano (NP_001102.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P55265
Peso della proteina	136kDa
Spedizione	Borsa refrigerante