

Anticorpo Monoclonale Convalidato Kd Anti-Atf1 Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P18846

Numero articolo: CM0011458

introduzione

Anticorpo monoclonale da coniglio convalidato KD contro ATF1 umano (TREB36, EWS-ATF1). Reagisce con uomo, topo e ratto. Adatto per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale, della proliferazione cellulare e delle risposte allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] ATF1 Rabbit mAb
Note / Alias	TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	466
GeneID	466
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P18846
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio