

[Kd Validated] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Atg7 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O95352

Numero articolo: CM0003628

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ATG7 validato KD per Western blot, IHC-P, IP ed ELISA. Rileva ATG7 umano, murino e ratto (~78 kDa). Supporta la ricerca sull'autofagia e la mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] ATG7 Rabbit mAb
Note/Alias	GSA7; [KD Validated] ATG7
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10533
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di Atg7(Apg7) umano (O95352).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O95352
Peso proteico	78 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio