

[Convalidato Kd] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Aurora B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Numero articolo: CM0004060



introduzione

Affidabile anticorpo monoclonale di coniglio anti-Aurora B [convalidato KD] adatto per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA. Rileva l'Aurora chinasi B in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per studi su mitosi, segregazione cromosomica e citochinesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] Aurora B Rabbit mAb
Note/Alias	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; [Convalidato KD] Aurora B
Specie	Umana
GeneID (umana)	9212
GeneID	9212
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'Aurora B umana (NP_004208.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q96GD4
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio