

[Kd Convalidato] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bcl-2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P10415

Numero articolo: CM0002068



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Bcl-2 ad alta specificità [KD Convalidato] convalidato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Riconosce Bcl-2 umano e murino con un peso previsto di 26 kDa. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Convalidato] Anticorpo monoclonale di coniglio Bcl-2
Note/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Specie	Umano
GeneID (Umano)	596
GeneID	596
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-211 di Bcl-2 umano (P10415).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P10415
Peso Proteico	26 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio