


Anticorpo Monoclonale Bub1 Convalidato Kd Per Wb, Elisa - O43683

Numero articolo: CM0006775



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro BUB1 umano convalidato KD, adatto per Western blot e ELISA. Fondamentale per il checkpoint del fuso mitotico e l'allineamento dei cromosomi durante la mitosi. Reagisce in modo crociato con l'uomo. Peso proteico ~115-122 KDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] BUB1 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	BUB1A, BUB1L, hBUB1, MCPH30, KD Validated BUB1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	699
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di BUB1 umano. (NP_004327.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O43683
Peso proteico	115 KDa / 120 KDa / 122 KDa
Spedizione	Sacco ghiacciato