

[Kd Convalidato] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Caseina Chinasi 2 Alfa (Csnk2A1) Per Wb, Elisa - P68400

Numero articolo: CM0003795



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Caseina Chinasi 2 alfa convalidato per WB e ELISA. Bersaglia CSNK2A1 umana, una chinasi chiave nelle vie del ciclo cellulare, dell'apoptosi, della trascrizione e della riparazione del DNA. Per uso di ricerca, non per diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	[KD Convalidato] Caseina Chinasi 2 alfa (CSNK2A1) Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CKII, Cka1, Cka2, CK2A1, OCNDS, [KD Convalidato] Caseina Chinasi 2 alfa (CSNK2A1)
Specie	Umana
GeneID (umana)	1457
GeneID	1457
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana
SWISS	P68400
Peso proteico	45 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio