

[Kd Validated] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cat1 Per Wb - P30825

Numero articolo: CM0028158

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio per il trasportatore di aminoacidi cationici 1 ad alta affinità (CAT1/SLC7A1) validato per Western blot e applicazioni ELISA; rileva CAT1 umano e murino. Adatto per studi sul trasporto e sui recettori virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] CAT1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ERR; ATRC1; CAT-1; HCAT1; REC1L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6541
GeneID	6541
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 di SLC7A1 umano (NP_003036.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P30825
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio