


[Convalidato Kd] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ccnt1 Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O60563

Numero articolo: CM0007726



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato contro la ciclina T1 umana (CCNT1), essenziale per l'allungamento trascrizionale. Adatto per WB, IP, IF/ICC ed ELISA. Ideale per applicazioni di ricerca sulla trascrizione e sull'HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KD] mAb di coniglio anti-CCNT1
Note / Alias	CCNT; CYCT1; HIVE1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	904
ID del gene	904
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 621-720 della ciclina T1 umana (NP_001231.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O60563
Peso della proteina	81 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante