


[Convalidato Kd] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd98/Slc3A2 Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P08195

Numero articolo: CM0005096



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KD contro CD98/SLC3A2 umano (4F2hc), validato per WB, IF/ICC, FC, ELISA. Essenziale per il trasporto di aminoacidi, la segnalazione delle integrine e l'ingresso virale. Ideale per la ricerca sul cancro e sulle infezioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Convalidato KD] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD98/SLC3A2
Note/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; CD98/SLC3A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6520
GeneID	6520
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 206-630 di CD98/SLC3A2 umano (NP_002385.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P08195
Peso Proteico	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio