


[Convalidato Kd] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cox Iv Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13073

Numero articolo: CM0019735



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio bersaglia la subunità IV della citocromo c ossidasi umana (COX IV), è stato validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Presenta reazione crociata con topo e ratto ed è ideale per lo studio del trasporto di elettroni mitocondriale e della fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] COX IV Rabbit pAb
Note/Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; [Convalidato KD] COX IV
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1327
GeneID	1327
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-98 della COX IV umana (NP_001852.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P13073
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio