


[Kd Validato] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Crebbp Per Wb/If/Ihc - Q92793

Numero articolo: CM0009257



introduzione

Affidabile anticorpo monoclonale di coniglio anti-CREBBP validato per applicazioni di knockdown. Rileva CREBBP umano, murino e di ratto in WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. UniProt: Q92793.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CREBBP [KD Validato]
Note/Alias	CBP; RSTS; KAT3A; MKHK1; RSTS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1387
GeneID	1387
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2343-2442 di CREBBP umano (NP_004371.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q92793
Peso della proteina	265 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante