


[Kd Convalidato] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cyb5R3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00387

Numero articolo: CM0005014



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KD che bersaglia CYB5R3 (DIA1/B5R) umano per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Proteina di 34 kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo e le cellule eritroidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KD Convalidato] CYB5R3 Rabbit mAb
Note/Alias	B5R; DIA1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1727
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 27-301 di CYB5R3 umano (NP_000389.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P00387
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio