


## Kd Validated Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Ciclofilina F Per Wb, Ihc-P, Elisa - P30405

Numero articolo: CM0009828



### introduzione

KD Validated anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la Ciclofilina F umana (PPIF, CypD). Applicazioni: WB, IHC-P, ELISA. Ideale per la ricerca su apoptosi mitocondriale, necrosi e poro di transizione di permeabilità. Peso molecolare 22 kDa, reagisce in modo crociato con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | [KD Validated] Ciclofilina F Rabbit mAb                                                                                      |
| Note/Alias          | CYP3; CypD; CyP-M; Cyp-D                                                                                                     |
| Specie              | Umana                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)      | 10105                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 108-207 della Ciclofilina F umana (NP_005720.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Reazione Crociata   | Umana                                                                                                                        |
| SWISS               | P30405                                                                                                                       |
| Peso della Proteina | 22 kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                        |