

[Convalidato Kd] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dec1 Per Wb, Elisa - O14503

Numero articolo: CM0007310

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro DEC1 (BHLHE40) umano, convalidato per Western blot ed ELISA. Progettato per la ricerca sul ritmo circadiano, la trascrizione e la differenziazione dei condrociti. SWISS: O14503.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] DEC1 Rabbit mAb
Note/Alias	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2
Specie	Umana
GenelD (umano)	8553
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 121-300 di DEC1 umano (NP_003661.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana
SWISS	O14503
Peso proteico	46 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio