

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dnmt1 Validato Kd Per Wb, Ip, Elisa - P26358

Numero articolo: CM0003731



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio validato KD mirato al DNMT1 umano. Validato per WB, IP, ELISA. Reagisce con incroci con umano, topo, ratto. Adatto per lo studio della metilazione del DNA, dell'ereditarietà epigenetica e dello sviluppo del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	[KD Validated] DNMT1 Rabbit mAb
Note/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; [KD Validated] DNMT1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1786
ID Gene	1786
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26358
Peso Proteico	183kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio