


Anticorpo Monoclonale Anti-Dync1H1 Convalidato Kd Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14204

Numero articolo: CM0009089



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KD che mira al DYNC1H1 umano. Adatto per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Specifico per la catena pesante 1 della dineina citoplasmatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] mAb di coniglio anti-DYNC1H1
Osservazioni/Alias	p22; DHC1; DNCL; DYHC; HL-3; CMT2O; DHC1a; DNCH1; DNECL; Dnchc1; CDCBM13; SMALED1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1778
GeneID	1778
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 del DYNC1H1 umano (NP_001367.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14204
Peso Proteico	532kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio