


[Kd Validated] Anticorpo Monoclonale Anti-Echs1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30084

Numero articolo: CM0010178



introduzione

[KD Validated] ECHS1 Rabbit mAb per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce ECHS1 umano, murino e ratto. Immunogene ricombinante; target dell'enoil-CoA idratasi nella ricerca sull'ossidazione degli acidi grassi e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] ECHS1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	SCEH; mECH; mECH1; ECHS1D
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1892
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-290 di ECHS1 umano (NP_004083.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P30084
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio