

[Convalidato Kd] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eif4E Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06730

Numero articolo: CM0023617



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'eIF4E umano, un fattore di inizio della traduzione. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con eIF4E umano, di topo e di ratto. Ideale per studiare la traduzione cap-dipendente e l'esportazione dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	[Convalidato KD] Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-eIF4E
Osservazioni/Alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; 4E
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1977
GeneID	1977
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'eIF4E umano (NP_001959.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06730
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio