

[Kd Validated] Anticorpo Policlonale Anti-Erk1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27361

Numero articolo: CM0013511



introduzione

[KD Validated] Anticorpo policlonale di coniglio contro ERK1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione MAPK/ERK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] ERK1 pAb di coniglio
Note/Alias	ERK1, ERT2, ERK-1, PRKM3, P44ERK1, P44MAPK, HS44KDAP, HUMKER1A, p44-ERK1, p44-MAPK, K1
Specie	Umano
Gene ID	5595
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di ERK1 umano (NP_002737.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P27361
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio