


[Kd Validated] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ferritina Light Chain (Ftl) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02792

Numero articolo: CM0002011



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio mirato alla catena leggera della ferritina umana (FTL). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reattività crociata con topo, ratto. Utile per studi sull'omeostasi del ferro e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KD Validated] Ferritina Light Chain Rabbit mAb
Note/Alias	LFTD; NBIA3; Ferritina Light Chain
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2512
Gene ID	2512
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-175 della Ferritina Light Chain umana (NP_000137.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02792
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio