

[Kd Validato] Anticorpo Policlonale Anti-Fgfr3 Per Wb, Fc, Elisa - P22607

Numero articolo: CM0019096



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KD, mirato all'FGFR3 umano (P22607), adatto per Western blot, citometria a flusso ed ELISA. FGFR3, un recettore tirosin-chinasico, svolge ruoli chiave nello sviluppo scheletrico e nell'oncogenesi, rendendolo un bersaglio di ricerca critico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validato] FGFR3 Rabbit pAb
Note/Alias	FGFR3; ACH; CD333; CEK2; HSFGR3EX; JTK4; recettore 3 del fattore di crescita dei fibroblasti
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2261
GeneID	2261
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-375 dell'FGFR3 umano (NP_000133.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P22607
Peso Proteico	75kDa/85kDa/87kDa/88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio