

[Convalidato Kd] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Galc Per Wb, Ihc-P, Elisa - P54803

Numero articolo: CM0006996

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la galattocerebrosidasi umana (GALC), convalidato per Western blot, immunoistochimica ed ELISA. Rileva la GALC umana, murina e di ratto (~77 kDa). Ideale per la ricerca sulle malattie da accumulo lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-GALC [Convalidato KD]
Note/alias	GALC; galattocerebrosidasi
Specie	Umana
GeneID (umano)	2581
GeneID	2581
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-300 della GALC umana (NP_000144.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P54803
Peso della proteina	77 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante