

[Kd Validato] Mab Di Coniglio Anti-Glucosio-6-Fosfato Isomerasi Per Wb, Elisa - P06744

Numero articolo: CM0010683



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KD diretto contro la glucosio-6-fosfato isomerasi (GPI) umana. Coinvolto nella glicolisi e con funzione di citochina AMF e neuroleuchina NLK. Validato per Western blot (WB) ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validato] mAb di coniglio anti-glucosio-6-fosfato isomerasi
Note/Alias	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36; [KD Validato] glucosio-6-fosfato isomerasi
Specie	Uomo
ID del gene	2821 (Uomo)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 della glucosio-6-fosfato isomerasi umana (P06744)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P06744
Peso della proteina	63 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante