

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Gm130 Validato Kd Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08379

Numero articolo: CM0010632



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio validato KD mirato a GM130 (GOLGA2) per Western blot, immunofluorescenza, IHC ed ELISA. Rileva umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'apparato di Golgi e sulla divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] GM130 Coniglio mAb
Note/Alias	GM130; DEDHMB
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2801
Gene ID	2801
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-300 del GM130 umano (NP_004477.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q08379
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio