

[Kd Convalidato] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gpld1 Per Wb, Elisa - P80108

Numero articolo: CM0020054

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GPLD1 [KD Convalidato] di alta qualità, convalidato per WB e ELISA, che riconosce GPLD1 umano e murino (~92 kDa). Ideale per lo studio del clivaggio dell'ancora GPI e delle vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KD Convalidato] GPLD1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PLD; GPIPLD; PIGPLD; GPIPLDM; PIGPLD1; [KD Convalidato] GPLD1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2822
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-160 della GPLD1 umana (NP_001494.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P80108
Peso molecolare della proteina	92 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio