


[Kd Validated] Anticorpo Policlonale Anti-Gpx4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36969

Numero articolo: CM0022677



introduzione

[KD Validated] Anticorpo policlonale di coniglio contro GPX4, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Essenziale per lo studio della ferroptosi e dello stress ossidativo. Proteina da 22 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] GPX4 Rabbit pAb
Note/alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
Specie	Umana
GeneID (umano)	2879
GeneID	2879
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 74-197 di GPX4 (NP_002076.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P36969
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante con ghiaccio