


Anticorpo Policlonale Rabbit Hnrnpa2B1 Convalidato Kd Per Wb, Ihc-P, Elisa - P22626

Numero articolo: CM0026205



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit convalidato KD contro HNRNPA2B1 umano. Adatto per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi su processazione, trasporto di RNA e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] HNRNPA2B1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
Specie	Umano
ID gene (Umano)	3181
ID gene	3181
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 150-250 di HNRNPA2B1 umano (NP_112533.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22626
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio