


[Kd Validato] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hsp90B1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14625

Numero articolo: CM0008758



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KD contro HSP90B1 (GRP94), per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione chaperone del RE e delle vie di segnalazione Wnt/TLR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validato] HSP90B1 Anticorpo monoclonale di Coniglio
Note/Alias	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7184
GeneID	7184
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 616-715 di HSP90B1 umano (NP_003290.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14625
Peso Proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio