

Anticorpo Monoclonale Anti-IL13 Convalidato Kd Per Wb Ed Elisa - P35225

Numero articolo: CM0006451



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KD contro IL13 umana, adatto per Western blot ed ELISA. Immunogeno ricombinante (aa 25-146). Riconosce IL13 umana. Per studi sull'infiammazione allergica e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] IL13 Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Note/Alias	P600; IL-13; [Convalidato KD] IL13
Specie	Umana
ID Gene	3596
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-146 di IL13 umana. (NP_002179.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P35225
Peso Molecolare Proteina	16kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante