

[Kd Convalidato] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Integrina Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Per Wb, If/Icc, Elisa - P08648

Numero articolo: CM0007158



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KD che bersaglia l'Integrina alpha-5 umana (ITGA5/CD49e). Confermato per WB, IF/ICC, ELISA. Ideale per la ricerca sul recettore della fibronectina e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KD Convalidato] Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; [KD Convalidato] Integrina alpha 5 (ITGA5/CD49e)
Specie	Umana
ID Gene	3678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-995 dell'Integrina alpha 5 umana (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08648
Peso proteico	115kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio