


[Kd Convalidato] Anticorpo Policlonale Anti-Isg15 Per Wb, Elisa - P05161

Numero articolo: CM0019410



introduzione

[KD Convalidato] Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ISG15 umano (G1P2, UCRP), convalidato per WB e ELISA. Adatto per ricerche sull'immunità innata, la difesa antivirale e l'ISGilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KD Convalidato] ISG15 Rabbit pAb
Note/Alias	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [KD Convalidato] ISG15
Specie	Umana
ID gene (Umano)	9636
ID gene	9636
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-165 dell'ISG15 umano (NP_005092.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P05161
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio