

[Kd Validated] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lxr Beta/Ner Per Wb, Ip, Elisa - P55055

Numero articolo: CM0007825



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro LXR beta/NER umano (NR1H2), validato per western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Ideale per la ricerca sul metabolismo del colesterolo e sui recettori nucleari. Reagisce in modo crociato con l'uomo. - P55055

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] LXR beta/NER mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	NER; UNR; LXRβ; LXR-b; NER-I; RIP15
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7376
GeneID	7376
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di LXR beta/NER umano (NP_009052.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P55055
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio