

[Convalidato Kd] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Lypla1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75608

Numero articolo: CM0010553



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro LYPLA1 (APT1/LPL1) umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Bersaglia l'acil-proteina tioesterasi 1 coinvolta nella depalmitoilazione delle proteine e nel metabolismo dei lisofosfolipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] LYPLA1 Rabbit mAb
Note / Alias	APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1
Specie	Uomo
ID gene	10434
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di LYPLA1 umano (NP_006321.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O75608
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio