


[Kd Convalidato] Anticorpo Policlonale Anti-Mad1/Mad1L1 Per Wb, Elisa - Q9Y6D9

Numero articolo: CM0023179



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MAD1/MAD1L1 umano, convalidato per Western blot ed ELISA. Adatto per studi sul checkpoint di assemblaggio del fuso mitotico e sulla mitosi, con reattività crociata su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Convalidato] MAD1/MAD1L1 Rabbit pAb
Note/Alias	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; [KD Convalidato] MAD1/MAD1L1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	8379
GenelD	8379
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 351-718 di MAD1/MAD1L1 umano (NP_003541.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9Y6D9
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio