


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mccc1 Validato Kd Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Rq3

Numero articolo: CM0004749



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio validato KD contro MCCC1, che riconosce le specie umana, murina e ratto. Adatto per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Ideale per la ricerca sul catabolismo della leucina e sulla 3-metilcrotonilglicinuria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] MCCC1 Rabbit mAb
Note/Alias	MCCA; MCC-B; MCCCalpha; [KD Validated] MCCC1
Specie	Umano
GeneID (umano)	56922
GeneID	56922
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96RQ3
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio