


Anticorpo Policlonale Convalidato Kd Anti-Me1 Di Coniglio Per Wb E Elisa - P48163

Numero articolo: CM0023243



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KD che bersaglia ME1 umano (enzima malico dipendente da NADP) per applicazioni WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo e sul cancro. SWISS: P48163.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] ME1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MES; HUMNDME; [Convalidato KD] ME1
Specie	Umana
ID gene (umano)	4199
ID gene	4199
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 472-572 della ME1 umana (NP_002386.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P48163
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio