

[Kd Validated] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mettl3 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q86U44

Numero articolo: CM0002609



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro METTL3 umano (sottounità catalitica N6-adenosina-metiltransferasi), validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per ricerche di epitrascrittomics che coinvolgono la modifica dell'RNA m6A e la regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] METTL3 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	56339
Gene ID	56339
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 2-250 di METTL3 umano (Q86U44).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86U44
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio