


[Kd Validated] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mif Per Wb, If/Icc, Elisa - P14174

Numero articolo: CM0022834



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MIF umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Per la ricerca sul fattore inibitorio della migrazione dei macrofagi nell'infiammazione e nell'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] MIF pAb di coniglio
Note/Alias	GIF; GLIF; MMIF; IF
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4282
GeneID	4282
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-115 del MIF umano (NP_002406.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P14174
Peso della proteina	12 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante