


[Convalidato Kd] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mrp4/Abcc4 Per Wb, Elisa - O15439

Numero articolo: CM0006994



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KD contro MRP4/ABCC4 umano, validato per WB ed ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi sulla resistenza multifarmaco, sul trasporto e sulla ricerca di segnalazione dei nucleotidi ciclici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] Anticorpo Monoclonale di Coniglio MRP4/ABCC4
Note/Alias	MRP4; MOATB; MOAT-B; C4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10257
ID Gene	10257
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1067-1325 di MRP4/ABCC4 umano (NP_005836.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15439
Peso Proteico	150kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio