


[Kd Validato] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mrpl13 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Byd1

Numero articolo: CM0005285



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-MRPL13 convalidato KD, riconosce la proteina MRPL13 umana, di topo e di ratto. Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Bersaglia la proteina ribosomiale mitocondriale uL13m (Q9BYD1). Ideale per studi sulla traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Kd Validato] Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-MRPL13
Note/Alias	L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13
Specie	Umana
GeneID (Umano)	28998
GeneID	28998
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-178 di MRPL13 umano (NP_054797.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYD1
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio