

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Kd Validato Anti-Mrpl53 Per Wb, Elisa - Q96EL3

Numero articolo: CM0018965



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio KD validato che mira alla proteina umana MRPL53 (proteina mL53 della subunità ribosomiale grande mitocondriale). Adatto per Western blot ed ELISA, ideale per studi sulla traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] MRPL53 Rabbit pAb
Note/Alias	mL53; L53MT
Specie	Umana
GeneID (Umano)	116540
GeneID	116540
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-112 della proteina umana MRPL53 (NP_444278.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q96EL3
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio