

[Kd Validato] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrps18C Per Wb, Elisa - Q9Y3D5

Numero articolo: CM0022561



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MRPS18C umano (proteina ribosomiale mitocondriale bS18m), validato mediante KD. Adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce con antigeni umani. Supporta gli studi sulla traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD validato] MRPS18C pAb di coniglio
Note/Alias	bS18m; CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	51023
GeneID	51023
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MRPS18C umano (NP_057151.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9Y3D5
Peso della proteina	15 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante