

Anticorpo Policlonale Anti-Mtmr3 Validato Kd Per Wb Ed Elisa - Q13615

Numero articolo: CM0015989

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio validato KD contro MTMR3 umano (ZFYVE10, FYVE-DSP1). Adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Mirata a una fosfatasi lipidica critica per il metabolismo del PI3P e la citochinesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	[KD Validated] MTMR3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ZFYVE10; FYVE-DSP1; [KD Validated] MTMR3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8897
GeneID	8897
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 640-810 di MTMR3 umano (NP_066576.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q13615
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio