

[Kd Validated] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mtor Per Wb, Ihc-P, Elisa - P42345

Numero articolo: CM0006469



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mTOR validato KD per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con mTOR umano, murino e ratto; mira al metabolismo centrale e al regolatore della crescita. Ideale per applicazioni di ricerca e diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] mTOR Rabbit mAb
Note/Alias	FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAPT1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2475
Gene ID	2475
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P42345
Peso proteico	289 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio