

Anticorpo Policlonale Anti-Ndufa13/Grim19 Validato Kd Per Wb, Elisa - Q9P0J0

Numero articolo: CM0025457



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NDUFA13/GRIM19 validato KD, validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul complesso I mitocondriale e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] NDUFA13/GRIM19 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	B16.6; CDA016; CGI-39; GRIM19; GRIM-19; MC1DN28; [KD Validated] NDUFA13/GRIM19
Specie	Umano
GeneID (umano)	51079
GeneID	51079
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-144 di NDUFA13/GRIM19 umano (NP_057049.5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P0J0
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio