

Anticorpo Policlonale Anti-Nf2 Convalidato Kd Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P35240

Numero articolo: CM0014198



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su NF2 umano (Merlin), un soppressore tumorale nella via di segnalazione Hippo. Convalidato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul cancro e sulla neurofibromatosi di tipo 2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Convalidato] NF2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ACN; SCH; BANF; merlin-1; F2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4771
GeneID	4771
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35240
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio